

# Detro<sup>®</sup> San AF

Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat  
do szybkiej dezynfekcji  
powierzchni wyrobów medycznych

- bardzo dobre właściwości myjące
- szybki czas działania - 1 minuta
- skuteczny wobec szczepów MDRO
- przebadany wg normy EN 16615
- szeroka kompatybilność materiałowa
- do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG



CE 2195



WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA

GOTOWY DO UŻYCIA



## OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	NUMER REF
750 ml	9 x BUTELKA ze spryskiwaczem	S-M.DET.4.0015
1L	9 x BUTELKA 5 spryskiwaczy dwufunkcyjnych do butelki 1 l	S-M.DET.4.0008
5L	4 x KANISTER	S-M.DET.4.0007



**detrox**<sup>®</sup>  
Integrated Disinfection Solutions

**POLMIL**